

Как наклеить детский однокомпонентный калоприемник

0. Вымойте стому и кожу вокруг стомы и осторожно вытрите ее промокательными движениями. Калоприемник клеится на чистую кожу.



1. Измерьте размер стомы с помощью трафарета.



2. Наложите трафарет на клеевую пластину мешка и нанесите контуры на защитное покрытие клеевого слоя.



3. Вырежьте отверстие в соответствии с нанесенным контуром.



4. Снимите защитное покрытие. Совместите нижний край вырезаемого отверстия с нижней границей стомы.



5. Начинайте клеить пластину снизу вверх, прижимая ее к коже и разглаживая от стомы к краям пластины, чтобы не образовывались складки.

Бесплатная горячая линия по Республике Казахстан для стомированных пациентов

8-800-080-9199

с 17.00 до 20.00 специалисты проконсультируют вас по вопросам ухода за стомами в будние дни